



Sint Maartenskliniek

Spreidbroekje

De Pavlik-bandage



De Pavlik-bandage bestaat uit drie onderdelen, een borstband met daaraan twee kruislingse schouderbanden en twee individuele beenstukken.

De borstband moet als eerste worden aangedaan. Hiervoor moet het klittenband aan de voorzijde geopend worden. Deze sluiting zit qua hoogte op de tepellijn waarbij er qua omvang hooguit 2 vingers ruimte gehouden moet worden in verband met de ademhaling. De schouderbanden kunt u van achter naar voren halen en op het aangetekende streepje sluiten.

Vervolgens worden de beenstukken aangedaan. Om de beenstukken aan te doen opent u de klittenbanden en plaatst u het kousje van voren af over het voetje. Met de 2 klittenbanden zet u het beentje vast. Hier wordt niets op aangetekend omdat elke broekje een andere dikte heeft. Herhaal deze stap aan de andere zijde.

Vervolgens haakt u het lange klittenband van de borstbeenband door het lusje van de beenstukken. U begint met de zijde van het aangedane heupje. Eerst de band aan de voorkant en daarna de band aan de achterkant. De gipsmeester of behandelend arts tekent de bandjes af, zodat u precies weet hoe strak alle bandjes moeten zitten. De bedoeling is dat de bovenbeentjes in een hoek van 90 graden staan met het bovenlijfje. Hierbij moet u de dikte van de luier niet meenemen in de hoekmeting.

De Campspreider



Schuif het plaatje onder de billen en onderrug van uw kindje. Als u met vlakke hand de luier iets induwt dan kunt u als het goed is net het onderrandje van het plaatje voelen. Dan sluit u de beenkappen met de klittenbandsluitingen om de beentjes, het aangedane heupje als eerste. Hierbij moet het stangetje goed midden in beeld te zien zijn. De kapjes strak genoeg aan doen, als u vanaf de zijkant kijkt moeten deze minimaal in een u-vorm staan, dus niet wijder uit naar boven. De bedoeling is dat de bovenbeentjes in een hoek van 90 graden staan met het bovenlijfje. Hierbij moet u de dikte van de luier niet meenemen in de hoekmeting.