



Sint Maartenskliniek

Spreidbroekje

De Pavlik bandage

Eerst de lange banden tussen beentjes en bovenlijf los maken, daarna bovenstuk los maken en uitdoen. Bij verschonen kan bovenstuk aan blijven, maar beendelen wel volledig uitdoen, om te voorkomen dat deze vies worden.

De Campspreider

De Campspreider kunt u afdoen door de beenkappen los te maken en de band om het middel los te maken. Dit zal bij het verschonen iedere keer moeten gebeuren.